

Daugiafunkcis prietaisas „Head Care Apparatus“

(TQ-Z06)

Naudojimo instrukcija

Modelis: TQ-Z06

Gaminio pristatymas

Sukurtas su integruota išmaniaja vieno lusto sistema, šis daugiafunkcis prietaisas padeda reguliuoti kraujo apytaką, atlieka lazerio terapiją bei masažuoja. Pasitelkus šukavimo funkciją, galima sureguliuoti galvos elektrinių potencialų skirtumą, padėti atstatyti jį į normalų lygį ir subalansuoti kraujotaką. Lazerio spinduliuotė gali padėti atkurti natūralią smegenų ir širdies veiklą bei sureguliuoti elektrinį potencialą. Vibracinis masažas suteikia komforto pojūtį ir padeda stimuliuoti smegenų veiklą, koreguodamas galvos elektrinio potencialo skirtumą.

Poveikis sveikatai

Kraujospūdžio reguliavimas, lazerio terapija ir vibracinis masažas, – viskas viename.

Taikymas

Tinka žmonėms, kuriems reikia subalansuoti kraujo apytaką, tiems, kurie susiduria su dideliu krūviu darbe, jaučia protinę įtampą; žmonėms, kuriuos kankina elektromagnetinės spinduliuotės sukeltas galvos skausmas ar svaigimas; turintiems sveikatos sutrikimų ir tiems, kurie nori pasirūpinti savo sveikata.

Įspėjimas

Prietaiso negalima naudoti žmonėms, turintiems metalinį implantą, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių ir pan., nėščioms moterims, sergantiesiems psichikos ligomis, inkstų nepakankamumu, žmonėms, kurie yra alergiški šiam gaminiui.

Naudojimas

1. Paspauskite baterijos talpyklos jungiklį ⑥, kad atidarytumėte dangtelį, tinkamai įdėkite dvi baterijas 1,5 V (Nr. 7) ir vėl uždenkite dangtelį. Tada atverkite apatinį dangtelį.
2. Tvirtai laikykite metalinį žiedą ③ ir metaliniais kontaktais ⑧ prilieskite galvą; susidarius elektros grandinei tarp laidžiojo žiedo ir metalinių kontaktų, skystųjų kristalų ekranas ir lazeris ima skleisti šviesą. Reguliariai perbraukite plaukus metaliniais kontaktais, kad subalansuotumėte elektrinius kūno impulsus ir kraujo apytaką.
3. Dvi sekundes paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką „ON-OFF“ ②, kad įjungtumėte prietaisą.

Pagal numatytuosius nustatymus bus juntama silpno intensyvumo vibracija; trumpai paspauskite, kad pereitumėte į stipresnį lygį, ir atvirksčiai; pagal šiuos nurodymus pasirinkę tinkamą intensyvumą, pridėkite metalinius kontaktus ⑧ prie galvos ar reikiamos kūno dalies, tada dvi sekundes paspauskite mygtuką „ON-OFF“ ② ir prietaisas išsijungs.

4. Norėdami prietaisą išjungti, uždenkite apatinį dangtelį, kad nesusidarytų elektros grandinė.

Atsargumo priemonės

- Naudodamiesi prietaisu atidžiai sekite šioje instrukcijoje pateiktus nurodymus.
- Prieš dėdami baterijas, neatidarykite apatinio dangtelio.
- Nelaikykite lazerio spindulio ilgą laiką nukreipto į akis.
- Nenaudokite šio prietaiso drėgnoje ir karštoje aplinkoje.
- Laikykite gaminį toliau nuo tiesioginių saulės spindulių ir korozinių dujų.
- Šis prietaisas yra būtinės paskirties ir netinka komerciniam naudojimui.
- Nedėkite jokių pašalinių daiktų į prietaisą.
- Jeigu naudojantis prietaisu atsiranda nemalonūs arba neįprasti požymiai, nebesinaudokite juo ir kreipkitės į kompanijos klientų aptarnavimo atstovus.
- Jei masažuojamos kūno dalys yra gydomos kitais būdais, prieš naudodami prietaisą pasikonsultuokite su gydytoju.
- Žmonės, turintys alergišką odą, prieš naudodami prietaisą turėtų pasikonsultuoti su gydytoju.

Gedimų šalinimas

Gedimas	Priežastis	Sprendimas
Prietaisas neįsijungia	Išsikrovusi baterija (arba silpnas kontaktas)	Pakeiskite bateriją
Nėra vibracijos	Įjungimo-išjungimo mygtukas spaudžiamas pernelyg ilgai	Paspauskite įjungimo – išjungimo mygtuką 2 sekundes
Neįsijungia lazeris	Išsikrovusi baterija (arba silpnas kontaktas)	Pakeiskite bateriją

Gaminio priežiūra

- Pasinaudoję prietaisu nepamirškite nuvalyti pagrindinio korpuso sausu minkštu skudurėliu arba tamponu, arba, panaudoję medicininio alkoholio, nuvalykite funkcinę prietaiso dalį, taip ją dezinfekuodami.
- Saugokite prietaisą nuo drėgmės ir cheminės taršos; laikykite sausoje vietoje, atokiai nuo drėgmės šaltinio.
- Pasitarkite su specialistais, jei nepavyksta išspręsti problemų, nardykite šio gaminio.
- Saugokite prietaisą nuo stiprių smūgių, tokių kaip sutrenkimai, nukritimai ir pan., kad išvengtumėte gedimų.
- Saugokite prietaisą nuo įmerkimo į vandenį, užpylimo vandeniu; nenaudokite jo trinkdami galvą ar maudydamiesi duše.

Gaminio specifikacija

Pavadinimas: Daugiafunkcis prietaisas „Head Care Apparatus“

Modelis: TQ-ZO6

Galingumas: 3,5 W

Grynasis svoris: 165 g

Bendrasis svoris: 505 g

Vykdomasis standartas: Q/12WQ 5111

Prietaiso dydis: 90,5 mm X 90,5 mm X 53,5 mm

Komplekto sudėtis

Nr.	Pavadinimas	Kiekis
1	Prietaisas	1
2	Instrukcija	1
3	Garantinė kortelė	1
4	Kokybės sertifikatas	1
5	Apsauginis maišelis	1
6	Sausa baterija	2